


GPx3 型卧式真空泵站

典型医用真空系统，符合欧洲医用标准 EN 737-3，两台工作用旋叶真空泵，另一台为应急泵。



- | | |
|---------------|-----------------|
| 1 真空泵 | 5 真空罐 CE 87/404 |
| 2 真空开关 | 6 储罐 |
| 3 真空泵的单向阀 | 7 排气总管 |
| 4 真空泵备用电气控制面板 | 8 应急泵备用电气控制面板 |

模式		GP15x3	GP25x3	GP45x3	GP65x3	GP100x3	GP200x3	GP300x3
排量	M3/h	45	75	135	195	300	600	900
真空罐容积	litri	200	300	300	500	1000	1000	1000
电动机功率	kW	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	4	7,5
极限真空度	mBar	10	10	10	10	10	10	10
噪声级	dB	60	63	65	65	70	73	77
尺寸 (mm)	A	1350	1350	1400	1400	2200	2600	2600
	B	1100	1100	1100	1100	1100	1200	1200
	C	750	750	1000	1000	1200	1300	1300
	D	1590	1680	1680	2100	2350	2350	2350
	E	630	700	750	850	1050	1100	1100
	F	1" GAS	1" GAS	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS	2" GAS	2" GAS
	入口	1" GAS	1" GAS	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS	2" GAS	2" GAS
	MANDATA	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS	1½" GAS	2" GAS	2" GAS	2" GAS
泵重	kg	200	200	300	300	460	780	900
抗菌过滤器	tipo	FFMV 100/2					FFMV 300/2	
电气控制面板	tipo	DA DEFINIRE IN FASE D'ORDINE						

所有性能参数均指频率为 50Hz 时的数值

性能参数和尺寸均可更改，恕不通知

6	25/05/05	AGGIORNATO	CS	PG	SP
0	15/01/99	EMISSIONE	CS	PG	SP
DESCRIZIONE			ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
GENERAL EUROPE VACUUM S.r.l. Technologie Del Vuoto			GRUPPO VUOTO GPx3		
			SU BASAMENTO ORIZZONTALE		
DIMENSIONI D'INGOMBRO E DATI TECNICI			DIS. N°:		
			FOGLIO: DI:		